

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ahsp Para Wb, Elisa - Q9Nzd4

Número de artículo: CM0026855



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AHSP humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en eritropoyesis, estabilidad de la hemoglobina y beta-talasemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AHSP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EDRF; ERAF; AHSP
Especie	Humano
GeneID (humano)	51327
GeneID	51327
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-102 de la AHSP humana (NP_057717.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9NZD4
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo