


Anticuerpo Policlonado Anti-Fa Para Wb, If, Ihc, Elisa - 095831

Número de artículo: CM0016592



Introducción

Este anticuerpo policlonado contra FA (095831) está validado para WB, IF, IHC, ELISA. Reacciona con la FA humana, de ratón y rata. Adecuado para estudios de apoptosis y mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra FA
Notas/Alias	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMS; PDCD8; COXPD6; SEMDHL
Especie	Humano
GeneID	9131
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 334-613 de la FA humana (NP_004199.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095831
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo