


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aif Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95831

Número de artículo: CM0003665



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo AIF validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce AIF humano, de ratón y de rata (factor 1 inductor de apoptosis, mitocondrial). Ideal para investigación en apoptosis y metabolismo mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo AIF
Observaciones/Alias	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMSD; PD8D8; COXPD6; SEMDHL
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	9131
ID del Gen	9131
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 450-550 de AIF humano (O95831).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95831
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo