

Anticuerpo Monoclonal Anti-Aif1/Iba1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55008

Número de artículo: CM0007675



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra AIF1/IBA1 humano (SWISS P55008). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudios de activación de macrófagos, unión a actina e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AIF1/IBA1 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	199
GeneID	199
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-147 de AIF1/IBA1 humano (NP_001614.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55008
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo