

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Aif1/Iba1 Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - O70200

Número de artículo: CM0012210



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra AIF1/IBA1 (AIF-1, Iba1) para WB, IF, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Detecta una proteína de ~17 kDa implicada en la unión a actina y la función de los macrófagos. Ideal para la investigación de inflamación e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AIF1/IBA1 Ratón mAb
Observaciones/Alias	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	199
ID de Gen	11629
Inmunógeno	Proteína recombinante de AIF1/IBA1 de ratón.
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O70200
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo