

Anticuerpo Policlonal Anti-Aif1/Iba1 Para Wb, If-P, Elisa - P55008

Número de artículo: CM0016597



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AIF1/IBA1 humano, validado para WB, IF-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de activación de macrófagos e inflamación vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra AIF1/IBA1
Observaciones/Alias	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1; AIF1/IBA1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	199
ID del gen	199
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-147 de AIF1/IBA1 humano (NP_001614.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P55008
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo