


Anticuerpo Policlonal Anti-Aif1/Iba1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55008

Número de artículo: CM0020763



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AIF1/IBA1 humano validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Ideal para estudios de investigación sobre activación de macrófagos, inflamación vascular y migración de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AIF1/IBA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1; AIF1/IBA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	199
GeneID	199
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-147 del AIF1/IBA1 humano (NP_001614.3))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P55008
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo