

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aifm2/Fsp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brq8

Número de artículo: CM0006512



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-AIFM2/FSP1 validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Se dirige a la proteína supresora de ferroptosis 1 (FSP1), un inhibidor clave de la ferroptosis. Peso molecular 41kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AIFM2/FSP1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AMID; FSP1; PRG3; AIFM2/FSP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84883
GeneID	84883
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-371 de AIFM2/FSP1 humano (NP_116186.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BRQ8
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo