

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aifm2/Fsp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brq8

Número de artículo: CM0016848



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra AIFM2/FSP1 humano (proteína supresora de la ferroptosis 1), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigaciones sobre ferroptosis y biología redox.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AIFM2/FSP1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	AMID; FSP1; PRG3; AIFM2/FSP1
Especie	Humano
GeneID	84883
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-371 de AIFM2/FSP1/AMID/AMID humano (NP_116186.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9BRQ8
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo