

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aim2 Para Wb, Elisa - Q91Vj1

Número de artículo: CM0023590



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-Aim2 validado para Western blot y ELISA. Detecta Aim2 de ratón y presenta reacción cruzada con rata. Adecuado para estudiar la activación del inflammasoma, la respuesta al daño del ADN y los mecanismos de supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Aim2
Observaciones/Alias	Gm1313; Ifi210; Aim2
Especie	Ratón
ID del Gen	383619
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de Aim2 de ratón (NP_001013801.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q91Vj1
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo