


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aim2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O14862

Número de artículo: CM0025816



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra AIM2 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta AIM2 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del inflamasoma y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AIM2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PYHIN4; AIM2
Especie	Humano
GeneID (humano)	9447
GeneID	9447
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 130-337 del AIM2 humano (NP_004824.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14862
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo