


Anticuerpo Policlonal Anti-Aimp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12904

Número de artículo: CM0027083



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra AIMP1 humano, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta AIMP1 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios sobre angiogénesis, inflamación y biología de la aminoacil-ARNt sintetasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AIMP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	p43; HLD3; EMAP2; SCYE1; EMAPII; AIMP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9255
ID de Gen	9255
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-180 del AIMP1 humano (NP_001135888.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12904
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo