

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aip Para Wb Y Elisa - 000170

Número de artículo: CM0017277



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la AIP humana (ARA9/XAP2), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización AHR y la regulación de la proteína X del VHB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AIP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARA9, XAP2, PITA1, XAP-2, FKBP16, FKBP37, SMTPHN, AIP
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9049
ID de Gen	9049
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-330 de la AIP humana (NP_003968.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00170
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo