

Anticuerpo Policlonal Anti-Aipl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzn9

Número de artículo: CM0029660



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra AIPL1 humano (proteína similar a la que interactúa con hidrocarburos de arilo 1), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para la investigación de la visión y estudios sobre amaurosis congénita de Leber.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AIPL1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LCA4; AIPL2; AIPL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23746
GeneID	23746
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-384 de AIPL1 humano (NP_055151.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NZN9
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo