

Anticuerpo Policlonico Anti-Aire Para Wb, If/Icc, Elisa - O43918

Número de artículo: CM0020375



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-AIRE validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige al regulador autoinmune (proteína APECED) involucrado en la autotolerancia tímica. SWISS: O43918.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	AIRE Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APS1; APSI; PGA1; AIRE1; APECED; AIRE
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	326
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 30-130 de AIRE humano (NP_000374.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43918
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo