

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ajuba (Validado Mediante Kd) Para Wb, Ip Y Elisa - Q96If1

Número de artículo: CM0006429

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra Ajuba humana (JUB), validado mediante KD para WB, IP y ELISA. Detecta Ajuba humana y de rata (57 kDa). Ideal para estudiar la adhesión celular, la dinámica del citoesqueleto y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Ajuba [validado mediante KD]
Observaciones/Alias	JUB; Ajuba [validado mediante KD]
Especie	Humana
GeneID	84962
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 201-290 de Ajuba humana (NP_116265.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	Q96IF1
Peso de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo