


## Anticuerpo Policlonal Anti-Ak1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00568

Número de artículo: CM0013632



### Introducción

Anticuerpo Policlonal Anti-AK1 de Conejo validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano y ratón. AK1 es una adenilato quinasa citoplasmática involucrada en la homeostasis energética y el metabolismo de nucleótidos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | AK1 Conejo pAb                                                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | HTL-S-58j; AK1                                                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                |
| GeneID (humano)     | 203                                                                                                                                                   |
| GeneID              | 203                                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-194 de AK1 humano (NP_000467.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                              |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                                         |
| SWISS               | P00568                                                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 22kDa                                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                        |