


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ak1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00568

Número de artículo: CM0014544



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la adenilato quinasa 1 humana (AK1). Adecuado para WB, IHC-P, ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la homeostasis energética celular y el metabolismo de los nucleótidos de adenina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AK1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HTL-S-58j; AK1
Especie	Humano
GeneID (humano)	203
GeneID	203
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-194 de la AK1 humana (NP_000467.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00568
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo