

Anticuerpo Policlonal Anti-Ak2 Para Wb Y Elisa - P54819

Número de artículo: CM0026304



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AK2 humana, validado para WB y ELISA. Útil para la investigación de la homeostasis energética mitocondrial, el metabolismo de nucleótidos y la hematopoyesis. Presenta reactividad cruzada con humana y ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AK2 Rabbit pAb
Notas/Alias	ADK2; AK2
Especie	Humana
GeneID (Humana)	204
GeneID	204
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-232 de AK2 humana (NP_001616.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón
SWISS	P54819
Peso de la Proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo