

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ak3 Para Wb, Elisa - Q9Uij7

Número de artículo: CM0029827



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la AK3 humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la adenilato quinasa mitocondrial y estudios metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo AK3
Observaciones/Alias	AK6; FIX; AK3L1; AKL3L; AKL3L1; AK3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	50808
GeneID	50808
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-227 de la AK3 humana (NP_057366.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Uij7
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo