


Anticuerpo Policlonal Anti-Ak4 Para Wb, Ip, Elisa - P27144

Número de artículo: CM0018329



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AK4 validado para WB, IP y ELISA. Detecta la adenilato quinasa 4 (AK4) mitocondrial humana y de ratón, una enzima clave en la homeostasis energética celular. Ideal para investigación en metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AK4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AK3; AK 4; AK3L1; AK3L2; AK4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	205
GeneID	205
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-223 de la AK4 humana (NP_037542.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P27144
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo