

Anticuerpo Policlonal Anti-Ak7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96M32

Número de artículo: CM0015163

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AK7 humana (Adenilato quinasa 7) para WB, IF/ICC, ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Útil para el estudio de la función ciliar y el metabolismo de nucleótidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AK7 Rabbit pAb
Notas/Alias	AK 7; FAP75; CFAP75; SPGF27; AK7
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	122481
ID del Gen	122481
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96M32
Peso de la Proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo