

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Akap4 Para Wb, If-P, Elisa - Q5Jqc9

Número de artículo: CM0014955

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana AKAP4 (proteína anclora de quinasa A 4). Validado para WB, IF-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Detecta una proteína específica de testículo y vaina fibrosa del espermatozoide de ~94 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AKAP4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HI; p82; CT99; FSC1; PRKA4; AKAP-4; AKAP82; AKAP 82; hAKAP82; AKAP4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8852
GeneID	8852
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 189-340 de la AKAP4 humana (NP_003877.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5JQC9
Peso Proteico	94kDa
Envío	Bolsa de hielo