


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Akap5 Para Wb, Elisa - P24588

Número de artículo: CM0014055



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-AKAP5 de conejo de alta calidad, validado para Western blot y ELISA. Reconoce AKAP5 humano y de ratón, una proteína de andamiaje implicada en la señalización del cAMP y la plasticidad sináptica. Ideal para la investigación en neurociencias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AKAP5 pAb de conejo
Observaciones/Alias	H21; AKAP75; AKAP79; AKAP5
Especie	Humano
GeneID (humano)	9495
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de AKAP5 humano (NP_004848.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P24588
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo