

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Akap7 Para Wb, Elisa - O43687 / Q9P0M2

Número de artículo: CM0014882

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la AKAP7 humana (proteína ancladora de quinasa A 7), adecuado para aplicaciones de Western blotting y ELISA. Detecta ortólogos de ratón y rata, ayudando en los estudios de señalización mediada por PKA. - O43687 / Q9P0M2

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AKAP7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AKAP15, AKAP18, AKAP7
Especie	Humano
GeneID (humano)	9465
GeneID	9465
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-81 de la AKAP7 humana (NP_004833.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O43687/Q9P0M2
Peso de la proteína	8kDa/11kDa/39kDa
Envío	Bolsa de hielo