

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Akap8 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43823

Número de artículo: CM0031066

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra AKAP8 humano (AKAP95), validado para WB, IF/ICC, ELISA; presenta reacción cruzada con ratón. Ideal para investigación en condensación de cromatina, regulación del ciclo celular y señalización de PKA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AKAP8 pAb de conejo
Observaciones/Alias	AKAP-8; AKAP95; AKAP 95; AKAP-95; AKAP8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10270
GeneID	10270
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 480-692 de AKAP8 humano (NP_005849.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O43823
Peso proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo