

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Akap8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43823

Número de artículo: CM0021837

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AKAP8 humana (AKAP95). Adecuado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano y rata. Ideal para investigación de condensación de cromatina y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AKAP8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AKAP-8; AKAP95; AKAP 95; AKAP-95; AKAP8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10270
GeneID	10270
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 592-692 de AKAP8 humana (NP_005849.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	O43823
Peso proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo