

## Anticuerpo Policlonal Anti-Akr1A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14550

Número de artículo: CM0017040



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AKR1A1 humana, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la desintoxicación de aldehídos y el metabolismo de fármacos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | AKR1A1 Rabbit pAb                                                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | ALR, ARM, DD3, ALDR1, HEL-S-6, AKR1A1                                                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                   |
| ID de gen (Humano)  | 10327                                                                                                                                                    |
| ID de gen           | 10327                                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-325 de AKR1A1 humana (NP_006057.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                                 |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                      |
| SWISS               | P14550                                                                                                                                                   |
| Peso de la proteína | 37kDa                                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                           |