

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Akr1A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14550

Número de artículo: CM0014400



Introducción

Anticuerpo policlonal humano contra AKR1A1 validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta la aldo-ceto reductasa, que participa en la detoxificación y la reducción de carbonilos. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AKR1A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALR; ARM; DD3; ALDR1; HEL-S-6; AKR1A1
Especie	Humana
GeneID (humano)	10327
GeneID	10327
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-325 de AKR1A1 humana (NP_006057.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P14550
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo