

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Akr1A1 [Validado Ko] Para Wb Y Elisa - P14550

Número de artículo: CM0024241



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a AKR1A1 humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la función de la aldo-ceto reductasa, la desintoxicación y la regulación de la S-nitrosilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] AKR1A1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ALR; ARM; DD3; ALDR1; HEL-S-6; A1
Especie	Humano
ID de Gen	10327
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-325 de AKR1A1 humano (NP_006057.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14550
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo