

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Akr1B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P15121

Número de artículo: CM0006693



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo AKR1B1 (aldosa reductasa) validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. AKR1B1 es una aldosa reductasa involucrada en el metabolismo y las complicaciones diabéticas. Ideal para la investigación en metabolismo y complicaciones diabéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AKR1B1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
Especie	Humano
GeneID (humano)	231
GeneID	231
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de AKR1B1 humano (NP_001619.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15121
Peso de la Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo