

Anticuerpo Policlonal Anti-Akr1B1 Para Wb Y Elisa - P15121

Número de artículo: CM0015909



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AKR1B1 humano (reductasa de aldosa). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudios del metabolismo y las complicaciones diabéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AKR1B1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
Especie	Humano
GeneID (humano)	231
GeneID	231
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-316 de AKR1B1 humano (NP_001619.1).
Fuente	Caballo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P15121
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo