

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Akr1B1 Para Wb - P15121

Número de artículo: CM0022457



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AKR1B1 humano (Aldosa reductasa). Validado para WB, IF/ICC, ELISA, y reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de la vía del poliol y investigación de diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AKR1B1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	231
GeneID	231
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-316 de AKR1B1 humano (NP_001619.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15121
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo