


Anticuerpo Policlonal Anti-Akr1B10 Para Wb, Ip, Elisa - O60218

Número de artículo: CM0027070



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra AKR1B10 (ARL-1) para humano, ratón, rata. Validado en WB, IP, ELISA. Detecta el miembro B10 de la familia de reductasas aldo-ceto 1 (36 kDa, O60218).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo AKR1B10
Observaciones/Alias	HIS; HSI; ARL1; ARL-1; ALDRLn; AKR1B11; AKR1B12; AKR1B10
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	57016
ID del Gen	57016
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-316 de la AKR1B10 humana (NP_064695.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60218
Peso Molecular de la Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo