


Anticuerpo Policlonal Anti-Akr1C1 Para Wb, Elisa - Q04828

Número de artículo: CM0017656



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AKR1C1, validado para WB y ELISA, con reactividad frente a humano y ratón. Ideal para la investigación del metabolismo de esteroides y los neuroesteroides; obtenido a partir de un inmunógeno recombinante que abarca la longitud completa de AKR1C1 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra AKR1C1
Observaciones/Alias	C9; DD1; DDH; DDH1; H-37; HBAB; MBAB; HAKRC; DD1/DD2; 2-ALPHA-HSD; 20-ALPHA-HSD; AKR1C1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1645
GeneID	1645
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-323 de AKR1C1 humano (NP_001344.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q04828
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo