


Anticuerpo Policlonal Anti-Akr1C2 (Pab De Conejo) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52895

Número de artículo: CM0014354



Introducción

CamelBio ofrece el anticuerpo policlonal de conejo anti-AKR1C2 de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata; detecta una proteína de 37 kDa. Es una herramienta esencial para investigaciones sobre metabolismo de esteroides y hormonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AKR1C2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DD; DD2; TDD; BABP; DD-2; DDH2; HBAB; HAKRD; MCDR2; SRXY8; DD/BABP; AKR1C-pseudo; AKR1C2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1646
GeneID	1646
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-323 de AKR1C2 humana (NP_995317.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlones
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52895
Peso de la Proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo