

Anticuerpo Policlonal Anti-Akr1C3 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P42330

Número de artículo: CM0020497



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra AKR1C3 humano, validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para la investigación del metabolismo de andrógenos, la señalización de hormonas esteroideas y cánceres dependientes de hormonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AKR1C3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DD3, DDX, PGFS, HAKRB, HAKRe, HA1753, HSD17B5, hluPGFS, AKR1C3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8644
GeneID	8644
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P42330
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo