

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Akr1C3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P42330

Número de artículo: CM0010163



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra AKR1C3 humano (P42330). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Esencial para la investigación del metabolismo de andrógenos y del cáncer hormono-dependiente. Detecta una banda de ~37 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AKR1C3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DD3; DDX; PGFS; HAKRB; HAKRe; HA1753; HSD17B5; hluPGFS; AKR1C3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8644
GeneID	8644
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de AKR1C3 humano (P42330)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P42330
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo