

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Akr1C3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42330

Número de artículo: CM0014800



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra AKR1C3 humano (P42330) para WB, IHC-P, ELISA. Detecta AKR1C3 humano, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio del metabolismo de hormonas esteroideas y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AKR1C3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DD3; DDX; PGFS; HAKRB; HAKRe; HA1753; HSD17B5; hluPGFS; AKR1C3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8644
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-323 del AKR1C3 humano (NP_003730.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42330
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo