

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Akr1C4 Para Wb, Elisa - P17516

Número de artículo: CM0030817



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo AKR1C4 validado para WB y ELISA. Reacciona con AKR1C4 (P17516) humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el metabolismo de hormonas esteroideas y las vías de neuroesteroides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AKR1C4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C11; CDR; DD4; CHDR; DD-4; HAKRA; 3-alpha-HSD; AKR1C4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1109
ID de Gen	1109
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17516
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo