


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Akr7A2 Para Wb Y Elisa - O43488

Número de artículo: CM0018729



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AKR7A2 humano (AFAR/AKR7), validado para Western blot y ELISA, reacciona cruzadamente con ratón. Adecuado para la investigación sobre la desintoxicación de aflatoxina B1, el metabolismo del semialdehído succínico y la producción de gamma-hidroxibutirato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AKR7A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AFAR; AKR7; AFAR1; AFB1-AR1; AKR7A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8574
GeneID	8574
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-359 de AKR7A2 humano (NP_003680.2))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O43488
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo