

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Akr7A3 Para Wb, Elisa - O95154

Número de artículo: CM0031050



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AKR7A3 humana, apto para western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Se dirige a la aflatoxina B1 aldehído reductasa implicada en la desintoxicación. Ideal para estudiar la desintoxicación celular y el metabolismo de toxinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AKR7A3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AFAR2; AKR7A3
Especie	Humana
GeneID (Humana)	22977
GeneID	22977
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-331 de AKR7A3 humana (NP_036199.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95154
Peso de proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo