

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Akt1 (Fosfo T308) Para Wb, Elisa - P31749

Número de artículo: CM0001387



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico contra la AKT1 humana fosforilada en Thr308. Validado para Western blot y ELISA; ideal para investigación en señalización PI3K/AKT, apoptosis y metabolismo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-Akt-T308
Observaciones/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Fosfo-Akt-T308
Especie	Humano
GeneID	207
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de T308 de la Fosfo-Akt-T308 humana (NP_005154.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo