

Anticuerpo Policlonal Anti-Akt1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31749

Número de artículo: CM0016417



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Cone AKT1 de alta calidad validado para aplicaciones WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta AKT1 humano, de ratón y de rata (~56 kDa). Ideal para estudios de señalización PI3K/AKT, supervivencia celular y biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	AKT1 Cone pAb
Observaciones/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	207
GeneID	207
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-480 del AKT1 humano (NP_005154.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31749
Peso Proteico	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo