

Anticuerpo Policlonal Anti-Akt1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31749

Número de artículo: CM0030275



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra AKT1 humano (PKB/RAC-alfa). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Ideal para la investigación de la señalización AKT en el metabolismo celular, la proliferación y la supervivencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AKT1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	207
GeneID	207
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del AKT1 humano (NP_005154.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo