

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Akt1/2 Para Wb, Ihc, Elisa - P31749 / P31751

Número de artículo: CM0010853



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a AKT1 y AKT2 humanas, validado para WB, IHC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización AKT en el cáncer y la investigación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	AKT1/2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; PKBB; PRKBB; HIHGH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT1/2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	207/208
GeneID	207/208
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31749/P31751
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo