

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Akt1/Akt2/Akt3 Para Wb, Elisa - P31749/P31751/Q9Y243

Número de artículo: CM0024318



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AKT1/AKT2/AKT3, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de AKT en cáncer, metabolismo y supervivencia celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo AKT1/AKT2/AKT3
Observaciones/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-123 de AKT1/AKT2/AKT3 humano (NP_005154.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo