


Anticuerpo Monoclonal Anti-Akt1S1/Pras40 Para Wb, Elisa - Q96B36

Número de artículo: CM0011445



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra AKT1S1/PRAS40 humano, apto para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización de mTORC1. Peso proteico: 27 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AKT1S1/PRAS40 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84335
GeneID	84335
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96B36
Peso Proteico	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo