


Anti-Akt1S1/Pras40 Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96B36

Número de artículo: CM0030710



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra AKT1S1/PRAS40, un regulador negativo clave de mTORC1. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Peso molecular 27kDa. Útil para la investigación del crecimiento celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AKT1S1/PRAS40 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84335
GeneID	84335
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96B36
Peso proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo