


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Akt1S1/Pras40 Para Wb, Elisa - Q96B36

Número de artículo: CM0020567



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra AKT1S1/PRAS40, un regulador negativo de mTORC1, para Western blot y ELISA. Reconoce AKT1S1/PRAS40 humano; peso molecular predicho de 27 kDa. Ideal para la investigación de detección de nutrientes y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo anti-AKT1S1/PRAS40
Observaciones/Alias	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	84335
ID de gen	84335
Inmunógeno	Péptido sintético, una secuencia dentro de los aminoácidos 150-256 de AKT1S1/PRAS40 humano (NP_001092103.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96B36
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo